

一般医療機器

製造販売届出番号：
18B3X10028000052

はく^{*}だけでむくみを軽減^{*}
引き締め着圧で脚線サポート



日本製

着圧ショートストッキング（2足組）

段階着圧設計でむくみ^{*}をサポートするひざ下丈のショートストッキング。
薄手ながら105デニールのハイサポートタイプ。

使い勝手の良いショート丈で、シーンや季節を問わず手軽に着用、持ち歩きも便利！

^{*}1 下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞

むくみ^{*}を軽減
段階着圧設計

やさしいフィット感
快適設計

足元さわやか
消臭加工

素材／ナイロン、ポリウレタン
カラー／ベージュ

サイズ	SM	ML
足	22～24cm	23～25cm

こんな方におすすめ


- ☒ むくみやすい、血行を良くしたい
- ☒ 足元をきれいに見せたい
- ☒ 立ち仕事が多い
- ☒ お腹まわりは楽にしておきたい

- 商品のカラーは、印刷の関係で実物と異なる場合があります。
- 商品の仕様は改良のため変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本誌掲載記事、写真などの無断転載および複写を禁じます。



はくだけむくみ対策

一般医療機器の段階着圧設計でむくみを軽減



※hPa(ヘクトパスカル)とは、皮膚にかかる圧力(着圧)を示す国際単位です。

段階着圧設計

足首からふくらはぎにかけて徐々に圧力を切り替える段階着圧設計で、むくみを軽減します。

一般医療機器

[一般的名称] 弾性ストッキング

[一般的名称コード] 31724000

[製造販売届出番号]

18B3X10028000052

[使用目的又は効果]


本品は、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的とし、脚のむくみの軽減、血行促進、リンパの流れを改善させる医療用の弾性ストッキングである。抹消から中枢に向かい漸次的に圧力を加える機能を有する。

脚のむくみ、血行不良のサインです!!

立ち仕事やデスクワークの方に多く、運動不足や加齢も原因となります。




むくんでいる状態(未着用時)



脚の筋肉が衰えることで筋ポンプ作用の働きが弱まり、血液循環が悪くなり、むくみにつながります。

着圧ショートストッキング着用時



段階着圧設計のショートストッキングで適度な圧力をかけることで筋肉をサポートし、血液循環を促します。



こだわり設計

やさしいフィット感で快適着用



足口ソフト



足口部分は幅広の折り返し設計にすることで、長時間の着用でもくい込みにくく、ソフトな肌当たり。

つま先ゆったり



つま先はゆとりを持たせ、窮屈感少なく、痛くならない仕様です。

かかと立体



かかと部分は立体設計にすることでぴったりフィットしズレにくく、引き上げやすくなっています。



気になる足元

消臭加工でさわやかに

着圧ショートストッキング全体に消臭加工を施しており、足元が気になる方も安心♪



様々なシーンで



オンにも

お仕事時やオフィシャルな場面でのマナー対策と脚のむくみケアに。

オフにも

ロングスカートやパンツにも合わせやすく、おしゃれを楽しみながら脚のむくみケア。

