

# おやすみリラクエステ うるおいソックス(2足組)

保温

#1
健康のために良質な休息を。むくみ脚のための『履いて寝るだけ』習慣。 段階着圧設計で、一日のむくみをその日のうちにケア。 やわらかなコットンレーヨンが、頑張った脚をやさしく包み込みます。



\*1 下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞

光電子



\*2 肌の潤いを逃しにくい加工

素材/ナイロン48%、編22%、レーヨン22% ポリウレタン7%、ポリエステル1% カラー/ブラック

サイズ	SM	ML
足	22~24cm	23~25cm
身長	145~160cm	150~165cm

## こんな方におススメ

☑むくみやすい、血行をよくしたい

☑電車や飛行機での長距離移動が多い

☑質の良い休息をとりたい

⊻寒さが苦手

- ●商品のカラーは、印刷の関係で実物と異なる場合があります。
- ●商品の仕様は改良のため変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本誌掲載記事、写真などの無断転載および複写を禁じます。

うるおい

加工

スクワラン

シルクプロテイン



それは…

## 脚のむくみ、血行不良 のサインです!!

立ち仕事やデスクワークの方に多く、 運動不足や加齢も原因となります。



脚の筋肉が衰えることで筋 ポンプ作用の働きが弱まり、 血液循環が悪くなり、むくみ につながります。



段階着圧設計のソックスで 適度な圧力をかけることで 筋肉をサポートし、血液循 環を促します。

#### こだわり設計

## 保湿しながらむくみケア

## うるおい加工コットンレーヨン

保湿加工でうるおいを逃しにくいのが ポイント。肌あたりやわらかなコットン レーヨンがやさしくフィットします。

## 足くびれ

ボディケアは足首から!キュッと 引き締まった足首を作る\*くびれ仕様。 \*着用中の物理的効果

### オープントゥ

足の甲までサポートする長め設計。 就寝時の熱のこもりによるムレを防ぎます。

## 脚口太幅ゴム

5cmの幅広ソフト編みで太ももにフィット。 くい込みや丸まりを防ぎます。



#### 心地よい履き心地

全体はリンパの流れに沿ったリブ編みベースで、 流れを妨げません。部位ごとに編み構造を切り替え、 効率よくサポート。



リラクエステ

レーシーブラ



リラクエステ

コットンシルク腹巻



リラクエステ

うるおいソックス



セット着用で より広く身体を覆い

良質な休息へ。

## 履いて寝るだけ!

## 一般医療機器の段階着圧設計でむくみを軽減



※hPa(ヘクトパスカル)とは、皮膚にかかる圧力(着圧)を示す国際単位です。

## 遠赤外線輻射繊維

## 光電子。で保温

※『光電子®』は株式会社ファーベストの登録商標です。 ※実感には個人差があります。

## 体温域で効率よく遠赤外線を輻射する繊維

光電子®は自分の体温を利用し、 遠赤外線を輻射します。遠赤外 線の保温作用により、身体を冷や すことなく環境に適応する体 温リズムをサポートします。ま た、衣服内の温度や湿度をコン トロールし、ムレにくく、一年中快 適な高機能素材です。



### 段階着圧設計

足首からふくらはぎ、太ももにかけて徐々に圧力を切り替える段階着圧設計で むくみを軽減し、着圧サポート。寝苦しさや圧迫感を感じない、おやすみにも 適した着圧設計。

### 一般医療機器

[一般的名称] ・・・・・・・・ 弾性ストッキング 「製造販売届出番号 ] · · · 18B3X10028000033

[一般的名称コード] ・・・ 31724000

[使用目的又は効果]・・・・本品は、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は 予防する等、静脈還流の促進を目的とし、脚のむくみ の軽減、血行促進、リンパの流れを改善させる医療用 の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい 漸減的に圧力を加える機能を有する。